



# Vibby faldalarm

## Hvad er et Vibby faldalarm

Vibby faldalarm er en lille alarmsender, der automatisk afgiver en alarm ved fald. Brugeren kan derudover selv aktivere en alarm med et enkelt tryk på alarmknappen. Vibby faldalarm giver derudover altid besked tilbage til alarmgiver, at alarmeren er afleveret korrekt.

## Hvem er Vibby faldalarm til?

Vibby faldalarm er velegnet til borgere, der bor i eget hjem, men fx døjer med gangbesvær, svimmelhed eller tendens til at falde. Sker der et fald, kan alarmeren sendes til både hjemmepleje eller en vagtcentral. Faldalarmeren kan også anvendes på plejehjem, hvor plejepersonalet hurtigt kan få besked om et fald.

## Funktioner

- Falddetektering
- Højdemåler og accelerometer
- Alarmknap
- Nem afstilling af alarmer
- Automatisk batterialarm (keep alive)
- Tydelig tilbagemelding ved korrekt alarmering

## Hvordan virker faldalarmeren?

Et fald måles vha. af både højdemåler og accelerometer. Dvs. at fald detekteres ud fra faldhøjde og acceleration på faldet. Skulle det ske, at et fald ikke detekteres, kan en alarm aktiveres via en manuel alarmknap.

Når alarmeren sendes, vil faldalarmeren vibrere og lyse rødt. Alarmeren kan derudover annulleres – ved at placere sin håndflade hen over alarmsenderen indtil den stopper med at vibrere. En intelligent software, i selve enheden, hjælper derudover med at reducere antallet af falske alarmer.

### Udstyrskrav:

- Vibby faldalarm kan anvendes sammen med Careline tryghedsalarmer.
- Vibby faldalarm fungerer på TeleVagt/Composio – med krav om, at der benyttes WLR2.

## Fordele

- Lille og let
- Kan bæres som armbånd eller halskæde
- To-vejs alarmsender til sikring af korrekt alarmering
- Vandtæt jf. IP67 og stødsikret jf. K7
- Nemt batteriskifte
- Allergivenligt materiale

## Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

### For mere information:

[www.tunstall.dk](http://www.tunstall.dk)

## Specifikationer

### Teknisk information

**Varenummer:**

01410802

**Dimensioner:**

37mm × 33mm × 12,7mm

**Vægt:**

35g

**Frevens:**

869.2125 Mhz – To-vejs alarmsender

**Materiale:**

Hus af hvid plast med bund af rustfrit stål, forkromet allergivenligt (FDA) samt et allergivenligt gummi armbånd.

**Batteri:**

3 V Lithium Sony CR2477

**Batterilevetid:**

Ca. 24 måneder (keep alive funktion)

### Standarder

**Beskyttelse:**

IP67 (vandtæt)

K7 (stødsikker)

**Direktiver:**

CE

EN 300 220-2

Radio equipment directive (RED)

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: [dk.info@tunstall.com](mailto:dk.info@tunstall.com) | w: [tunstall.dk](http://tunstall.dk)