



CareAssist

Hvad er CareAssist?

CareAssist er en lille bærbar alarmmodtager, som kan modtage signaler fra 128 alarmsendere og sensorer.

Med en vægt på blot 148 g er det nemt at gå rundt med alarmmodtageren, der kan modtage signaler på op til 50 m indendøre og 200 m udendøre.

Hvem er CareAssist til?

CareAssist er et trådløst alarmsystem, som er udviklet til at støtte plejepersonale på mindre bosteder eller lignende. Her kan CareAssist være yderst velegnet til varsling af personalet, når der ønskes en driftsikker løsning – uden en investering i et større alarmsystem.

Funktioner

- Kan modtage signaler fra 128 alarmsendere og sensorer.
- Informativ tekst og letlæselige tekst i display.
- Kan huske de seneste 256 events.

Hvordan virker CareAssist?

Når der sendes en alarm, fra en af de mange tilknyttede alarmsendere/sensorer, vil alarmmodtageren vibrere og afgive en alarmlyd. Derudover vises fx alarmtype og værelsesnummeret i displayet.

CareAssist har en fleksibel overvågningstid. Det kan fx være, når der benyttes en PIR-bevægelsessensor eller en Universalsensor. CareAssist giver mulighed for at alarmsignalerne fra disse enheder kun aktiveres i et bestemt tidsrum hver dag.

Den indstillede dato og tid i CareAssist vil blive brugt til at logge alarmhistorikken i CareAssists hukommelse. Alarmhistorikken inkluderer både tidspunktet for alarmmodtagelsen og tidspunktet for accept. Historikken kan ses på displayet eller downloades til en PC ved hjælp af et specielt kabel (USB Tapit, varenr. 51900/01).

Fordele

- Trådløst og nemt at bære (bælteclips medfølger).
- Tryghed for både p lejere og beboere.
- Lille, men kraftfuldt system med stor fleksibilitet.
- Nemt at anvende.

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

68107/01

Dimensioner:

128 × 73 × 22 mm (L × B × D)

Vægt:

148g

Frevens:

869.2125 MHz

Rækkevidde:

Op til 200 m (uden forhindringer)

Op til 50 m (i en bygning)

Forbindelse

Op til 128 programmerbare alarmsendere/sensorer

Hukommelse

De seneste 256 events

Strømforsyning:

Batteri (varenummer: S1004037)

USB-oplader medfølger

Batteritid:

Op til 12 timer

Opladningstid for batteri:

Op til 2 timer (kræver 24 timer opladning ved brug første gang)

Standarder

Direktiver:

CE-mærket

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk