



# Lettrykkontakt

## Hvad er en lettrykkontakt?

Sværere fysisk handicap i fingrene kan give problemer med at aktivere et kald. Men ikke med denne trykkontakt. Den er med sin størrelse nem at ramme – og der skal kun et let tryk på trykkontakten til at aktivere den.

Trykkontakten er meget slidstærk og sensitiv.

## Hvem er produktet til?

Lettrykkontakten er til borgere, som – pga. et sværere fysisk handicap – har problemer med at betjene et normalt trykkald. Med denne sensitive trykkontakt, vil borgeren være i stand til at tilkalde hjælp med selv det svageste tryk.

## Hvordan virker den?

Lettrykkontakten har ingen indbygget alarmsender, så den skal forbindes til en ekstern alarmsender MT75P (K2285-EU). MT75P sender en trådløs alarm til plejecentrets alarmsystem på lige fod med andre alarmsendere (som fx vores Tx75-serie).

## Funktioner og fordele

- Nem installation, ingen kabeltræk
- Tilsluttes MT75P (K2285-EU)
- Lettrykkontakten er meget slidstærk
- Lettrykkontakten er meget sensitiv

## Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

**For mere information:**

[www.tunstall.dk](http://www.tunstall.dk)

## Specifikationer

### Teknisk information

**Varenummer:**

K0159-4

**Dimensioner:**

50 mm i diameter

**Farve:**

Rød

**Tilslutning:**

MT75P (K2285-EU)

**Rækkevidde:**

Op til 300 meter udendørs og 40-60 meter indendørs med MT75P

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: [info@tunstallnordic.com](mailto:info@tunstallnordic.com) | w: [tunstall.dk](http://tunstall.dk)