



Kindkontakt

Hvad er en kindkontakt?

Kindkontakten er et hjælpemiddel til borgere, der finder det svært at håndtere vores normale alarmsendere.

Hvem er kindkontakten til?

Kindkontakten gives til personer, som vil have svært ved at bruge en mini-alarmsender eller trykknop.

Hvordan virker den?

Aktivering af alarm sker med et ultra let tryk. Det kan gøres med kinden, gigtsvækkede fingre eller anden legemsdel.

Kindkontakten skal monteres på en svanehals med bordtvinge og forbindes til en ekstern alarmsender (MT75P).

Funktioner og fordele

- Nem installation, ingen kabeltræk
- Tilsluttes MT75P (K2285-EU)
- Størrelse: 40mm i diameter
- Kindkontakten er meget slidstærk og sensitiv

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

K0160-2

Farve:

Hvid

Tilslutning:

MT75P (K2285-EU)

Rækkevidde:

Op til 300 meter udendørs og 40-60 meter indendørs med MT75P

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk