



Pustekontakt

Hvad er en pustekontakt?

Aktivering af alarm sker ved et let pust i åbningen. Med hjælp af en svanehals kan alarmer fastspændes på kørestolen, sengen eller andre passende steder.

En pusteaktiveret alarm forbindes til den eksterne alarmsender MT75P (K2285-EU).

Hvordan sendes alarmeren?

Når der pustes ind i pustekontaktens åbning sendes en alarm via den eksterne alarmsender MT75P (K2285-EU). Plejepersonale modtager dernæst alarmeren på deres DECT- eller mobiltelefon.

Hvem er produktet til?

Pustekontakten er beregnet til personer, som ikke kan bruge hænderne til at udløse en alarm med.

Funktioner og fordele

- Kan benyttes af mennesker, som ikke kan benytte hænderne til at sende en alarm.
- Velegnet til både liggende og siddende personer.
- Nem installation.
- Ingen kabeltræk.

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

K0701

Farve:

Hvid

Tilslutning:

MT75P (K2285-EU)

Rækkevidde:

Op til 300 meter udendørs og 40-60 meter indendørs med MT75P.