



PIR75 Bevægelsessensor

Hvad er PIR75?

PIR75 er en bevægelsessensor, der registrerer bevægelser i et afgrænset område.

Hvem er produktet til?

Bevægelsessensoren benyttes typisk i de tilfælde, hvor personalet ønsker besked, hvis en person bevæger sig inden for et bestemt område.

Hvordan virker PIR75?

PIR75 er en infrarød detektor, som "kigger" ud i en horisontal vifte.

PIR75 kan stilles på gulvet i den medfølgende sokkel. PIR75 kan placeres, så den registrerer, når en person bevæger sig ud over sengekanten eller når personen går på gulvet.

Funktioner

- Registrerer bevægelse i en afgrænset område.
- Alarm afsendes ved lavt batteriniveau.

Fordele

- Kræver ingen kabelinstallation.
- Enkel betjening.

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

K2268-EU

Dimensioner:

120 × 65 × 29 mm (sokkel 21 × 80 × 60 mm)

Vægt:

139 g inkl. batterier og 238 g inkl. sokkel

Farve:

Hvid

Frevens:

869.2125MHz

Rækkevidde:

300 m i fri luft og 40-60 m i bygninger

Sendeeffekt:

20µW ERP

FT-boks setup:

10bit ID, 3P, Domæne

Batteri:

2 stk. Alkaline (LR6)

Batterilevetid:

Ca. 1 år

Standarder

CE:

Opfylder kravene

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk