



Tx75I Alarmsender

Hvad er Tx75I?

Alarmsenderen Tx75I benyttes som ID-alarmsender i TeleVagt systemet.

Hvem er produktet til?

Alarmsenderen Tx75I benyttes ofte af beboere, der mest opholder sig i boligen – og kun begiver sig rundt med hjælp fra plejepersonalet. Beboeren kan bære alarmsenderen i en halssnor, clips eller urrem.

Hvordan virker den?

Alarmen sendes ved at trykke på den røde knap. Herefter vises navn, bolignummer og en besked i personalets udstyr.

Funktioner og fordele

- Tx75I kan leveres med flere funktioner, som for eksempel annullering af alarm og assistancekald.
- IP67 klassificeret, så Tx75I kan bæres i bad.
- Udskiftelig batteri, der kan skiftes meget nemt med et batterisæt.

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

K2305-EU

Dimensioner:

Diameter 36 mm, tykkelse 13 mm

Farve:

Rød – lysegrå

Vægt:

18 g inkl. batteri

Frevens:

869MHz. (Social Alarm)

Kommunikation:

Envejs

FT boks setup:

10 bit, ID-nummer, 3-tryks funktion, Domæne-nummer.

Batteri:

1 MAXELL CR2450 – udskiftes meget nemt med tilhørende batterisæt

Batterilevetid:

78.000 sendinger

Standarder

Beskyttelse:

IP67 klassificeret

Direktiver

CE-mærket

Direktiv 2004/108/EC (EMC)

Direktiv 2006/95/EC (LVD)

Direktiv 99/5/EEC (R&TTE)

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk