



Tx75D Demens alarmsender

Hvad er Tx75D?

Alarmsenderen Tx75D skal forhindre, at en beboer med en demenssygdom ubemærket bevæger sig udenfor et nærmere bestemt område – og dermed bringer sig i uværdige eller farlige situationer.

Hvem er produktet til?

Alarmsenderen er for demensramte beboere på plejecentre med TeleVagt systemet.

Tx75D alarmsenderen giver den demensramte større bevægelsesfrihed og færre begrænsninger.

Det er unødvendigt med låste døre på plejecentret, hvilket giver et hyggeligere og mere hjemligt miljø for beboerne.

Sammen med TeleVagt systemet giver Tx75D personalet en dagligdag med mindre stress og mere overskud til pleje og omsorg.

Hvordan virker Tx75D?

Tx75D er en UHF-sender, som sender en ID-kode med position, når en positionssender passerer. Den indbyggede positionsmottager opdaterer positionsinformationen fra IDT-positionssendere (IDT 124, IDT 129). Når en aktiv positionssender passerer, sendes der automatisk en alarm til plejepersonalet.

Personalet modtager omgående alarmer på deres telefoner, når en demensramt bevæger sig uden for et foruddefineret område.

På telefonens display vises der, hvem der er gået og hvor området er forladt (fx hvilken dør, der er benyttet).

Senderen skal ikke aktiveres ved tryk, men sender derimod løbende sin position TeleVagt systemet.

Sammen med TeleVagt systemet giver Tx75D alarmsenderen de ansatte en dagligdag med mindre stress og mere overskud til pleje og omsorg.

Funktioner

- Information om navn og udgangssted sendes i automatisk til personalet, når den demensramte bevæger sig udenfor et nærmere bestemt område.

Fordele

- Tx75D kan (pga. radio-positioneringen) bæres og aktiveres i en lomme eller under en jakke.
- IP67 klassificeret, så Tx75D kan bæres i bad.
- Udskiftelig batteri, der kan skiftes meget nemt med et batterisæt.

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

K2365-EU

Dimensioner:

Diameter 36 mm, tykkelse 13 mm

Vægt:

18 g inkl. batteri

Farve:

Grå – lysegrå

Frevens:

869MHz. (Social Alarm)

Kommunikation:

Envejs

Batteri:

1 MAXELL CR2450 – udskiftes meget nemt med tilhørende batterisæt

Batterilevetid:

78.000 sendinger

Standarder

Beskyttelse:

IP67 klassificeret

Direktiver:

CE-mærket

Direktiv 2004/108/EC (EMC)

Direktiv 2006/95/EC (LVD)

Direktiv 99/5/EEC (R&TTE)

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk