



# Trædemåtte

## Hvad er en trædemåtte?

Trædemåtten fungerer som en automatisk alarmsender. Når en beboer træder på måtten, afsendes en alarm til personalet.

## Hvem er produktet til?

Trædemåtten benyttes i situationer, hvor personalet ønsker at blive adviseret, hvis en person begiver sig udenfor et afgrænset område.

## Hvordan virker det?

Når en beboer træder på måtten, vil personalet vil modtage en alarm på deres telefoner.

Denne trædemåtte fungerer på TeleVagt systemet, og alarmer sendes via MT75P (K2285-EU).

## Funktioner og fordele

- Afsender alarm til personalet, når en beboer træder på måtten.
- Personalet modtager alarmer på deres telefoner.
- Nem installation.
- Tilsluttes MT75P (K2285-EU).
- Fungerer på TeleVagt systemet.

## Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

### For mere information:

[www.tunstall.dk](http://www.tunstall.dk)

## Specifikationer

### Teknisk information

**Varenummer:**

K2903-1

**Dimensioner:**

400 x 700 x 5 mm

**Farve:**

Sort

**Tilslutning:**

MT75P (K2285-EU)

**Rækkevidde:**

Op til 300 meter udendørs og 40-60 meter indendørs med MT75P

### Standarder

**CE:**

Opfylder kravene

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: [info@tunstallnordic.com](mailto:info@tunstallnordic.com) | w: [tunstall.dk](http://tunstall.dk)